

DREHSTART FÜR DAS **NEUE** SYSTEM

Dieses Modell wurde für Sie **verändert!**

Mit einem einzigen Handgriff
öffnen und schließen:

- sicher
- schnell
- zuverlässig
- passgenau



ÖFFNEN:

Drehknopf herausziehen
und Seilzug lockern



SCHLIESSEN:

Drehknopf herunterdrücken und im Uhrzeigersinn drehen



fitgo



my generation
by **schein**

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid, Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.mygeneration-schein.de



Germany since 1879

Wir helfen

THE PERFECT TWIST WITH THE **NEW** QUICK-LACING SYSTEM

This model has been **modified** for you!

Open and close with
a single movement:

- safe
- quick
- reliable
- custom-fit



TO LOOSEN:
Pull up the wheel,
wire loosens



TO TIGHTEN:

Press down the wheel and turn the wheel clockwise



by **schein**

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid, Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.mygeneration-schein.de



Germany since 1879

